

## HECES PARA ANÁLISIS DE GRASAS

- *Este procedimiento consiste en la recogida de las heces correspondientes a 3 deposiciones diferentes y consecutivas.*
- **Material necesario que se le entregará en el Centro:**  
*Tres contenedores de plástico no estériles de 100ml.*

- **Preparación del paciente previa a la recogida de orina:**  
*No requiere.*

- **Procedimiento de recogida**

*Recoja las heces de 3 deposiciones diferentes y **consecutivas**. Las deposiciones pueden ser o no del mismo día, pero lo importante es que sean consecutivas. Cada deposición debe realizarse sobre un recipiente de boca ancha tipo orinal o cuña. No es necesario que esté estéril, sólo es preciso que esté limpio y bien aclarado ( no contendrá restos de jabones, detergentes ni desinfectantes).*

*Transfiera, cuidadosamente cada una de las deposiciones a los botes. Es preciso que cada deposición se guarde en un frasco distinto y no llenarlo más de la mitad. **Importante: Evitar contaminar las heces con orina.***

***Cierre bien los frascos** después de cada recogida e **identifique cada muestra** con su nombre y fecha, no es preciso que figure el nº de orden de la deposición en los botes. Guarde las 3 muestras en la nevera (**NO EN EL CONGELADOR**) hasta su envío a laboratorio.*

*El día que obtenga la tercera muestra acuda por la mañana al mostrador de recepción de muestras del área de extracciones de su centro y entregue los frascos debidamente cerrados e identificados.*