

**FINALIDAD**

Esta prueba se indica para el análisis de varias sustancias en la orina de 24 horas, tales como urea, creatinina, calcio, etc.

El objetivo de esta recogida es valorar la eliminación urinaria de los distintos metabolitos en un tiempo estandarizado y de esta forma conocer más correctamente la función renal.

**PREPARACIÓN DEL PACIENTE**

De forma general no precisa ninguna dieta ni preparación, salvo que el médico que le prescriba la prueba le indique lo contrario.

**INSTRUCCIONES DE RECOGIDA**

Deberá disponer de un bote de recogida de orina de 24 horas de venta en farmacias, si el paciente piensa que orina más de 2 litros y medio al día, deberá disponer de 2 botes.

Se trata de recoger todas las micciones durante 24 horas, cambiando la primera orina de la mañana del día que se comienza a recoger por la primera orina de la mañana del día que se termina de recoger.

Es decir, el día que inicia la recogida de orina de 24 h NO recoja la primera orina de la mañana, ese volumen lo elimina por el inodoro.

A partir de ese momento todas las micciones deberán ser recogidas en el frasco de recogida, tanto de la mañana, tarde y la noche (en el caso de orinar en horario nocturno).

A la mañana siguiente, SI recoge en el frasco de recogida de 24 h la primera orina de la mañana.

Debe entregar el/los frascos en el laboratorio, el mismo día que termina la recogida.

El frasco u envase de recogida deberá guardarse en nevera durante las 24 horas que dura la recogida.

**TIEMPO DE RESPUESTA O RESULTADO**

Depende de las pruebas solicitadas en orina de 24 horas

Para cualquier consulta adicional no dude en contactar con Analiza vía email [atencionalpaciente@analizalab.com](mailto:atencionalpaciente@analizalab.com) o en el teléfono 902 67 64 57.