

FINALIDAD

Esta prueba se indica para el análisis de varias sustancias en la orina que derivan del grupo “Hemo”, integrante de la hemoglobina.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE

De forma general no precisa ninguna dieta ni preparación, salvo que el médico que prescriba la prueba indique lo contrario.

Se trata de recoger una orina de 24 horas de forma general, cualquier día, salvo que su médico indique que recoja la orina cuando note determinada sintomatología.

INSTRUCCIONES DE RECOGIDA

Deberá disponer de un bote de recogida de orina de 24 horas de venta en farmacias, si el paciente estima que será insuficiente, deberá disponer de 2 botes.

Se trata de recoger todas las micciones durante 24 horas, cambiando la primera orina de la mañana del día que se comienza a recoger, por la primera orina de la mañana del día que se termina de recoger.

Es decir, el día que inicia la recogida de orina de 24 h no debe recoger la primera orina de la mañana, ese volumen lo elimina por el inodoro.

A partir de ese momento todas las micciones deberán ser recogidas en el frasco de recogida, tanto de la mañana, tarde y la noche (en el caso de orinar en horario nocturno).

A la mañana siguiente, si debe recoger en el recipiente de 24 h la primera orina de la mañana.

Debe entregar toda la muestra en el laboratorio el mismo día que termina la recogida.

El frasco u envase de recogida deberá guardarse en nevera durante las 24 horas que dura la recogida.

Es muy importante que el frasco esté protegido de la luz natural, durante la recogida y en el transporte al laboratorio

TIEMPO DE RESPUESTA O RESULTADO

20 días.

Para cualquier consulta adicional no dude en contactar con Analiza vía email atencionalpaciente@analizalab.com o en el teléfono 914 297 541.