

PROPÓSITO

Este teste é indicado para a análise de várias substâncias na urina que derivam do grupo “Hemo”, integrante da hemoglobina.

PREPARAÇÃO DO PACIENTE

De forma general não precisa de qualquer dieta nem preparação, exceto se o médico que lhe prescrever o teste lhe indicar o contrário.

Trata-se de recolher uma urina de 24 horas de forma geral, em qualquer dia, exceto se o seu médico lhe indicar que recolha a urina quando notar uma determinada sintomatologia.

INSTRUÇÕES DE COLHEITA

Deverá dispor de um recipiente de recolha de urina de 24 horas à venda em farmácias. Se o paciente estimar que é insuficiente, deverá dispor de 2 recipientes.

Trata-se de recolher todas as micções durante 24 horas, trocando a primeira urina da manhã do dia em que se começa a recolher pela primeira urina da manhã do dia em que se termina de recolher.

Ou seja, no dia em que inicia a recolha de urina de 24 h NÃO deve recolher a primeira urina da manhã, essa urina deverá ser eliminada pela sanita.

A partir desse momento todas as micções deverão ser recolhidas no recipiente de recolha, tanto da manhã como da tarde e noite (no caso de urinar em horário noturno).

Na manhã seguinte, SIM, deve recolher para o recipiente de recolha de 24 h a primeira urina da manhã. Deve entregar toda a amostra no laboratório no próprio dia em que termina a recolha.

O frasco ou recipiente de recolha deverá ser guardado refrigerado durante as 24 horas que dura a recolha.

É muito importante que o recipiente esteja protegido da luz natural, durante a recolha e o transporte para o laboratório.

TEMPO DE RESPOSTA OU RESULTADO

20 dias.

Para qualquer consulta adicional não hesite em contactar a Analiza por e-mail para atencionalpaciente@analizalab.com ou por telefone para 902 67 64 57.